

## Abscess Remedy Paste

Radiopaque and bactericidal paste for root canal treatment

### Composition

Cresol 9%, Oil of Cinnamon 5.2%, Polyoxymethylene 2.5%, excipient ad 100%.

### Properties

Abscess Remedy Paste is a radiopaque, non-resorbable paste which combines bactericidal and sedative effects. It is used as a temporary root canal filling.

### Indications

- ▶ Treatment of infected 4<sup>th</sup> degree caries, septic pulp necrosis and total pulpal gangrene
- ▶ After pulpectomy, when a permanent root canal filling is to be postponed

### Directions for use

- ▶ After proper cleansing, shaping and irrigation of the root canal, 1 application of the paste kept on place during at least 1 week, should relieve pain and ensure complete disinfection. If required repeat the treatment 1 to 2 times at several days interval
- ▶ Work the paste deeply into the root canal with the aid of a smooth broach or a rotary paste filler. Avoid air pockets or extrusion beyond the apex. A permanent filling can be applied after eliminating of the last applied paste as well as shaping and retreatment of the canal
- ▶ After pulpectomy, obturate the root canal with Abscess Remedy Paste. During the next seat, the paste is to be removed and the mechanical and chemical cleansing of the root canal is to be achieved. Then proceed as per the traditional technique for the permanent obturation of the root canal

### Note

Abscess Remedy Paste is an additional chemical treatment to the usual technique for root canal disinfection. It is not meant to replace this technique.

### Warning

Contains Paraformaldehyde and Formaldehyde. Toxic by inhalation and ingestion. When using this product, gloves and protective glasses should be worn. In case of contact with the skin wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs, get medical advice/attention. In case of contact with the eye rinse cautiously with soft, clean water for 15 minutes, holding the eyelids open, and call a doctor immediately. In case of swallowing rinse the mouth with water, drink a lot of water and consult a doctor. Keep the person exposed at rest, do not force vomiting. Do not use in cases of known hypersensitivities to any of these ingredients.

### Storage

Store at room temperature between 15°C and 25°C.

**Shelf life** 3 years.

### Packaging

Jar of 12g

REF

11220

For dental professional use. Made in Switzerland.

### MODE D'EMPLOI

F

## Abscess Remedy Paste

Pâte radio-opaque et bactéricide pour traitement canalaire

### Composition

Crésol 9%, essence de feuilles de cannelle 5.2%, polyoxyméthylène 2.5%, excipient ad 100%.

### Propriétés

La pâte Abscess Remedy est une préparation radio-opaque et non résorbable qui combine des effets bactéricide et sédatif. Elle est utilisée comme pâte d'obturation temporaire des canaux radiculaires.

### Indications

- ▶ Traitement des caries infectées du 4<sup>e</sup> degré, nécrose pulpaire septique, gangrène pulpaire totale avec desmodontite
- ▶ Après pulpectomie, lorsque l'obturation canalaire permanente doit être différée

### Mode d'emploi

- ▶ Après parage, nettoyage mécanique et chimique du canal, 1 application intracanalinaire de la pâte durant au moins 1 semaine, est en général suffisante pour supprimer la douleur et assurer la désinfection canalaire. Si nécessaire répéter le traitement 1 à 2 fois, à quelques jours d'intervalle.
- ▶ Introduire la pâte dans le canal à l'aide d'une sonde lisse ou d'un bouchon-pâte en prenant soin d'éviter la formation de poches d'air ou de dépasser l'apex. Une obturation permanente peut être mise en place après élimination de la dernière application de pâte et nettoyage à nouveau du canal

- ▶ Après pulpectomie, obturer le canal avec de la pâte Abscess Remedy. Lors de la prochaine séance, retirer la pâte, terminer le nettoyage mécanique et chimique du canal puis procéder à l'obturation canalaire permanente selon la technique habituelle

### Remarque

La pâte Abscess Remedy est un complément chimique pour la technique habituelle de désinfection canalaire, elle n'est pas destinée à la remplacer.

### Mise en garde

Contient du paraformaldéhyde et du formaldéhyde. Toxique par inhalation et ingestion. Lors de l'utilisation de ce produit, des gants et des lunettes protectrices devraient être portés. En cas de contact avec la peau rincer abondamment avec de l'eau et du savon. Si une irritation de la peau apparaît, consulter un médecin. En cas de contact avec l'œil rincer précautionneusement avec de l'eau douce et propre pendant 15 minutes en tenant la paupière ouverte, et appeler un médecin immédiatement. En cas d'ingestion rincer la bouche avec de l'eau, boire beaucoup d'eau et consulter un médecin. Garder la personne exposée au repos, ne pas forcer à vomir. Ne pas utiliser en cas d'allergies connue à l'un des ses composants.

### Stockage

Conserver à température ambiante entre 15°C et 25°C

**Durée de conservation** 3 ans.

### Présentation

Pot de 12g

REF

11220

Pour usage professionnel dentaire. Fabriqué en suisse.

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

RU

## Abscess Remedy Paste

Бактерицидная рентгенконтрастная паста для временной obturationi корневых каналов

### Состав

Крезол 9%, коричневое масло 5,2%, параформальдегид 2,5%, вспомогательные вещества до 100%.

### Описание

Abscess remedy paste — рентгеноконтрастная нерезорбируемая паста для временного пломбирования корневых каналов. Материал обладает бактерицидным и противовоспалительным действием.

### Показания

- ▶ Дезинфекция корневых каналов при лечении хронического язвенного пульпита (K04.4) и некроза пульпы (K04.1)
- ▶ Временное пломбирование корневых каналов после пульпэктомии в случаях острого постоянного пломбирования
- ▶ В качестве лечебной прокладки при лечении гиперемии пульпы

### Способ применения

- ▶ Провести пульпэктомию или некрэктомию с последующей механической и медикаментозной обработкой канала, просушить
- ▶ Внести пасту в канал при помощи ручных инструментов или каналоулучшителя. Избегать образования пузырьков воздуха и выхода материала за верхушку корня
- ▶ При отсроченном пломбировании каналов после пульпэктомии — оставить под повязкой до следующего посещения. После некрэктомии материал оставляют под повязкой минимум на 7 дней. За это время значительно снижается остаточная болезненность и бактериальная обсемененность. При необходимости, временное пломбирование можно повторить 1-2 раза с интервалом в несколько дней
- ▶ Постоянное пломбирование канала проводится после тщательного удаления временной пасты, адекватной механической и медикаментозной обработки

### Примечание

Abscess remedy paste используется как препарат для дополнительной медикаментозной обработки при дезинфекции каналов и применяется на этапе эндодонтического лечения. Препарат не пригоден для постоянной obturationi корневых каналов.

### Меры предосторожности

Содержит парформальдегид и формальдегид. Препарат токсичен при приеме внутрь и вдыхании. При работе с препаратом следует надевать перчатки и защитные очки. В случае контакта с кожей промыть большим количеством воды с мылом. При появлении раздражения обратиться к врачу. В случае контакта с глазами в течение 15 минут осторожно промывать мягкой чистой водой, приткрытая веки, и обратиться к врачу. В случае проглатывания промыть рот Лейте много воды водой и обратиться к врачу. Обеспечьте покой пациенту, проглотившему

препарат, и не пытайтесь вызвать у него рвоту.

В случае тугого продвижения поршня не прилагайте чрезмерных усилий при нахождении шприца во рту пациента во избежание неконтролируемого выброса материала. Не используйте в случае известных гиперчувствительности к любому из этих ингредиентов.

#### **Хранение**

Хранить при комнатной температуре 15-25°C в защищенном от прямого света месте.

**Срок хранения** 3 года.

#### **Упаковка**

баночка 12 г



11220

только для профессионального применения в стоматологии, сделано в швейцарии.



**Produits Dentaires SA**  
Rue des Bosquets 18  
1800 Vevey . Switzerland

[www.pdsa.ch](http://www.pdsa.ch)  
©PD 131014