

Alveopaste

Penghwa Iodoform paste – Antiseptic, analgesic and haemostatic alveolar paste

Composition

Benzocaine 26.3%, Iodoform 16.2%, Eugenol 13.6%, Oil of Mint 7.8%, Penghawar-Djambi 3.9%, excipient ad 100%

Properties

Alveopaste combines 4 active substances of long-lasting therapeutic activity. Penghawar-Djambi is a haemostatic, Iodoform is an antiseptic and Benzocaine is a local anaesthetic which acts quickly and remains effective for a long time. Eugenol strengthens the analgesic and antiseptic effects of the other components.

Indications

- ▶ Post-extraction sockets
- ▶ Alveolar osteitis
- ▶ Prevention of post-extraction alveolar complications

Directions for use

As a non-resorbable dressing

- ▶ Apply the paste on a gauze which can be removed after 2 to 6 days or
- ▶ Apply directly into the socket. As the paste is not resorbable, do not suture after application. The paste remains active for several hours. The patient should be advised not to swallow the paste

Warning

In cases where an allergic reaction is noticed, immediately remove the paste already applied and rinse well. When using this product, gloves and protective glasses should be worn. In case of contact with the skin wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs, get medical advice/attention. In case of contact with the eye rinse cautiously with soft, clean water for 15 minutes, holding the eyelids open, and call a doctor immediately. In case of swallowing rinse the mouth with water, drink a lot of water and consult a doctor. Keep the person exposed at rest, do not force vomiting. Do not use in cases of known hypersensitivities to any of these ingredients.

Storage

Store at room temperature between 15°C and 25°C, protected from direct light. When closing the jar, make sure the lid is tightly screwed on. Once the jar has been opened, the paste may darken after exposure to air but darkening does not, in any way, alter the effects of the paste.

Shelf life 3 years.

Packaging

Jar of 15g



11490

For dental professional use. Made in Switzerland.

MODE D'EMPLOI



Alveopaste

Pâte Iodoformée au Penghawar-djambi – Pâte alvéolaire analgésique, antiseptique et hémostatique

Composition

Benzocaine 26.3%, Iodoforme 16.2%, Eugénol 13.6%, essence de menthe 7.8%, Penghawar djambi 3.9%, excipient ad 100%

Propriétés

Alveopaste est une combinaison de 4 substances actives à grand pouvoir thérapeutique. Le Penghawar-djambi est un hémostatique; le Iodoforme est connu pour son effet antiseptique; benzocaïne confère à la pâte des propriétés anesthésiques locales à effet rapide et durable. De plus, l'eugénol renforce les activités analgésique et antiseptique des autres composants.

Indications

- ▶ Pansement après extraction
- ▶ Ostéite alvéolaire
- ▶ Prévention des complications alvéolaires après extraction

Mode d'emploi

Comme pansement non-résorbable

- ▶ Appliquer la pâte sur une mèche imprégnée, que l'on peut laisser en place pendant 2 à 6 jours ou
- ▶ Appliquer directement dans la cavité. La pâte n'étant pas résorbable, éviter de suturer après son application. La pâte reste active en bouche pendant plusieurs heures. Avertir le patient qu'il doit éviter d'avaler la pâte

Mise en garde

En cas de réaction allergique à l'un des composants, enlever la pâte de

suite et rincer soigneusement. Lors de l'utilisation de ce produit, des gants et des lunettes protectrices devraient être portés. En cas de contact avec la peau rincer abondamment avec de l'eau et du savon. Si une irritation de la peau apparaît, consulter un médecin. En cas de contact avec l'œil rincer précautionneusement avec de l'eau douce et propre pendant 15 minutes en tenant la paupière ouverte, et appeler un médecin immédiatement. En cas d'ingestion rincer la bouche avec de l'eau, boire beaucoup d'eau et consulter un médecin. Garder la personne exposée au repos, ne pas forcer à vomir. Ne pas utiliser en cas d'allergies connues à l'un des ses composants.

Stockage

Conserver à température ambiante entre 15°C et 25°C, à l'abri de la lumière directe. Pour une durée de conservation optimale, s'assurer que la pâte reste dans son pot d'origine et que le couvercle soit bien vissé. Exposée à l'air, la pâte peut brunir mais cela n'altère en rien son efficacité.

Durée de conservation 3 ans.

Présentation

Pot de 15g



11490

Pour usage professionnel dentaire. Fabriqué en Suisse

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Alveopaste

Penghwa Iodoform Paste – йодоформная паста для антисептической обработки, обезболивания и гемостаза лунок удаленных зубов.

Состав

Этилaminobenzoat 26.3%, йодоформ 16.3%, эвгенол 13.6%, мятное масло 7.8%, Пенгавар Джамби 3.9%, вспомогательные вещества до 100%

Описание

Alveopaste содержит 4 активных компонента, обеспечивающих препарату длительный терапевтический эффект. Пенгавар Джамби — гемостатик, йодоформ — антисептик, этиламинобензоат — местный анестетик, действие которого наступает быстро и сохраняется в течение длительного времени. Эвгенол усиливает антисептический и обезболивающий эффект других составляющих.

Показания

- ▶ заполнение лунки после удаления зубов;
- ▶ профилактика постэкстракционных осложнений;
- ▶ лечение острого альвеолита

Способ применения

Нерезорбируемая повязка

- ▶ нанести небольшое количество материала на полоску бинта и оставить в лунке удаленного зуба на 2-6 дней или
- ▶ внести небольшое количество материала непосредственно в лунку зуба. Не ушивать края лунки, так как Alveopaste не резорбируется. Препарат активен в течение нескольких часов. Необходимо предупредить пациента, чтобы он не проглатывал препарат.

Меры предосторожности

При работе с препаратом следует надевать перчатки и защитные очки. В случае контакта с кожей промыть большим количеством воды с мылом. При появлении раздражения обратиться к врачу. В случае контакта с глазами в течение 15 минут осторожно промывать мягкой чистой водой, приоткрывая веки, и обратиться к врачу. В случае проглатывания промыть рот. Пейте много воды и обратитесь к врачу. Обеспечьте покой пациенту, проглотившему препарат, и не пытайтесь вызвать у него рвоту. В случае тугого продвижения поршня не прилагайте чрезмерных усилий при нахождении шприца во рту пациента во избежание неконтролируемого выброса материала. Не используйте в случаях известных гиперчувствительности к любому из этих ингредиентов.

Хранение

Хранить при комнатной температуре 15-25°C в защищенном от прямого света месте. После использования плотно закрывать крышку. При контакте с воздухом паста может потемнеть, но это не снижает ее эффективность.

Срок хранения 3 года.

Упаковка

баночка 15г



11490

только для профессионального применения в стоматологии. сделано в швейцарии.



Produits Dentaires SA
Rue des Bosquets 18
1800 Vevey, Switzerland

www.pdsa.ch
© PD 140210